



Premium Super Serum

产品信息



More Information
About Product



【产品图片】



产品名称

Premium Super Serum

产品类型

凝胶型 一次性女性清洁护理液

容量

1.5g / ea （10支装）

产品特征

Premium Super Serum使用了获得专利的涂抹器（容器），是一种弱酸性凝胶型一次性女性护理液，可帮助女性清洁外阴。

产品成分

纯净水，丁二醇，甘油，甜菜碱，乳酸菌发酵增溶剂，透明质酸钠，烟酰胺，泛醇，柠檬酸，琥珀酸，羟乙基纤维素，1,2-己二醇，β-葡聚糖，积雪草提取物，柏叶提取物，甘草酸二钾，寿城町提取物，雪绒花愈伤组织培养物提取物，茶叶叶提取物，薄荷叶提取物，蜂胶提取物，石榴提取物，迷迭香叶提取物，蜂王浆提取物，槐花根提取物，黄原胶，甘氨酸，丝氨酸，谷氨酸，天冬氨酸，亮氨酸，丙氨酸，赖氨酸，精氨酸，酪氨酸，苯丙氨酸，缬氨酸，苏氨酸，脯氨酸，异亮氨酸，组氨酸，蛋氨酸，半胱氨酸，辛二醇，乙二醇，乙基己基甘油，羟基苯乙酮，尿囊素，腺苷，二氢二乙酸

本产品推荐给以下人群

01 需要经期前后清洁的女性

02 使用公共设施后，需要清洁的女性

03 外出旅行时需要清洁的女性

04 因长时间坐着办公而Y区不适的女性

05 Y区干燥而困扰的女性

06 Y区的皮肤弹性下降而困扰的女性

涂抹器（容器）的专利和外观设计注册详细信息



韩国



中国



日本



美国



欧洲

涂抹器（容器）的详细功能

短边保护壳

- 防止推注杆被压。

推注杆

- 把推注杆压到底时无法将其再次拔出，并且无法重复使用，因此非常卫生。

长边保护壳

- 防止喷嘴外漏。

把手

- 与其他产品不同，因为有把手，所以不用担心手碰到喷嘴，因此非常卫生。

喷嘴

- 以纤细的曲线可随意的使用。

长边保护壳内有单独的保护钉

- 堵塞喷嘴入口，防止内容物流出。



测试明细

01 皮肤刺激性测试 (临床试验)

- 韩国皮肤科学研究院 / 2019.04.24~2019.06.04 / 33名 / 背部 / 48小时 皮肤涂抹测试 / 有个人差异 / 测试结果：没有皮肤刺激


02 除臭测试 (非临床试验)

- 测试对象：氨、三甲胺
- 测试方法：对测试对象群涂抹产品后观察经过
- 测试结果：涂抹30分钟后，2个测试对象都有75%的除臭效果

03 抗菌测试 (非临床试验)

- 测试对象：念珠菌
- 测试方法：在念珠菌培养液中涂抹产品后观察经过
- 测试结果：涂抹24小时后，念珠菌减少了 99.9%

使用方法



STEP 01► 请如图所示，抓住把手，去掉短边保护壳。

STEP 02► 请如图所示，抓住把手，去掉长边保护壳。

STEP 03► 请如图所示，把推注杆压到底，把内容物都涂抹在外阴部。

STEP 04► 使用后用清水冲洗干净。